

Bilancia omologata per Farmacie

L'articolo 34 secondo comma e articolo 44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico, tabella 6, obbligano le farmacie a dotarsi di una "Bilancia sensibile a 1 mg della portata 500 g". Zetalab s.r.l., azienda operante da anni nel settore delle strumentazioni da laboratorio propone un modello di bilancia omologata che risponde a tale normativa.

Bilancia di precisione PLJ 510-3M

Gabbietta antivento

di serie, in vetro
con coperchio in metallo
Spazio di pesata:
LxPxA 148x148x65 mm

Custodia in metallo

stabile e robusta

Calibrazione automatica interna

A controllo temporale,
regolabile fra 1 e 9 ore
oppure con variazioni
termiche > 3° C

Utilizzo

step by step sul display



Dimensioni del piatto di pesata

128 x 128 mm

Indicazione veloce

Possibilità di escludere
l'ultima posizione
del display per ottenere
una maggiore velocità
di pesatura

3
Anni
Garanzia

DATI TECNICI PLJ 510-3M

Divisione d	0,001 g
Portata Max	510 g
Divis. omolog. e	0,01 g
Carico Min	0,02 g
Riproducibilità	0,001 g
Linearità	± 0,003 g
Peso min. del pezzo al conteggio	0,006 g

Prezzo € 890,00 + iva 20%

Per informazioni

Zetalab
S.r.l.

il portale della chimica

www.zetalab.it

Via Castelfidardo, 11 - 35141 PADOVA - Tel. 049 20.21.144 - Fax 049 20.21.143 - e-mail: info@zetalab.it

www.zetalab.it

