

KERN 440 *La più venduta tra le bilance da laboratorio*

 **Spedizione 1 giorno**

2
Anni di garanzia

 **Cella di carico**

SU RICHIESTA
DKD
Certificato +3 giorni



DI SERIE



solo con stampante 1


SU RICHIESTA



 **Possibile funzionamento a batterie**

Batterie a blocco (9 V), non di serie. Funzione AUTO-OFF dopo 3 minuti senza cambio del carico per economizzare le batterie, dissattivabile

Display LCD retroilluminato
con altezza cifre 15 mm

 **Funzionamento ad accumulatore**
interno, autonomia 20 h ca., tempo di carica 10 h ca., **KERN FCB-A01**

Copertina rigida di protezione sulla tastiera e struttura esterna di serie. Ev. ricambio, Per modelli con dimensioni piatto di pesata

- [A]** KERN 440-210-002
- [B]** KERN 440-330-002
- [C]** KERN 440-450-002
- [D]** KERN 440-530-002

Stampante standard
KERN YKB-01N

Stampante per etichette
con funzione di formattazione stampa e funzione stampa codice a barre, **KERN YKL-01**

1 Stampante per statistiche
KERN YKT-01

Tutte le stampanti, vedasi pag. 94. Vedasi anche "Dati di intestazione personalizzati"

Trasferimento dati per esempio a stampante o PC

Dati tecnici:

Dimensioni bilancia
LxPxA 165x230x80 mm
Peso netto ca. 1,3 kg

Temperatura ambiente ammessa da +5 ... +35 °C

UNITS Unità di misura supplementari: vedasi Internet.



Piatto di pesata [A]
anello protettivo antivento di serie Ø 90 mm, altezza 40 mm

Modello	Portata	Divisione	Riproducibilità	Linea-rità	Piatto di pesata	SU RICHIESTA	
	Max					d	Certificato
KERN	g	g	g	g		KERN	
440-21N	40	0,001	0,001	± 0,003	A		963-127
440-21A	60	0,001	0,001	± 0,003	A		963-127
440-33N	200	0,01	0,01	± 0,02	B		963-127
440-35N	400	0,01	0,01	± 0,03	B		963-127
440-35A	600	0,01	0,01	± 0,03	B		963-127
440-43N	400	0,1	0,1	± 0,2	C		963-127
440-45N	1000	0,1	0,1	± 0,2	C		963-127
440-47N	2000	0,1	0,1	± 0,2	C		963-127
440-49N	4000	0,1	0,1	± 0,3	D		963-127
440-49A	6000	0,1	0,1	± 0,3	D		963-128
440-55N	6000	0,2	0,2	± 0,6	D		963-128
440-51N	4000	1	1	± 2	D		963-127
440-53N	6000	1	1	± 2	D		963-128

Linea diretta per le ordinazioni: Vedi retro del catalogo.