

**ARMADI DI SICUREZZA COMBINATI
CERTIFICATI PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI
INFIAMMABILI, CHIMICI, ACIDI E BASI**



**COMBISTORAGE 2 TYPE 90 (CS30090) +
STEP CLOSE (PS50) OPZIONALE**

**COMBISTORAGE 2 TYPE 30 (CS30030) +
STEP CLOSE (PS50) OPZIONALE**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	NUMERO E TIPO RIPIANI	PESO (Kg)
CS20030	COMBISTORAGE 2 compartimenti: porta ACIDI, BASI + porta TYPE 30	600x600x1685	SCOMPARTO ACIDI, BASI: 1 in acciaio verniciato, 1 in acciaio inox SCOMPARTO INFIAMMABILI: vasca e griglia	130
CS20090	COMBISTORAGE 2 compartimenti: porta ACIDI, BASI + porta TYPE 90	600x600x1685	SCOMPARTO ACIDI, BASI: 1 in acciaio verniciato, 1 in acciaio inox SCOMPARTO INFIAMMABILI: vasca e griglia	140
CS20090C	COMBISTORAGE 2 compartimenti: porta ACIDI, BASI + cassettone TYPE 90	600x600x1685	SCOMPARTO ACIDI, BASI: 1 in acciaio verniciato, 1 in acciaio inox SCOMPARTO INFIAMMABILI: vasca e griglia	140
CS30030	COMBISTORAGE 2 compartimenti: porta ACIDI, BASI + porta TYPE 30 Con aspirazione e filtro	600x600x1980	SCOMPARTO ACIDI, BASI: 1 in acciaio verniciato, 1 in acciaio inox SCOMPARTO INFIAMMABILI: vasca e griglia	180
CS30090	COMBISTORAGE 2 compartimenti: porta ACIDI, BASI + porta TYPE 90 Con aspirazione e filtro	600x600x1980	SCOMPARTO ACIDI, BASI: 1 in acciaio verniciato, 1 in acciaio inox SCOMPARTO INFIAMMABILI: vasca e griglia	190
CS30090C	COMBISTORAGE 2 compartimenti: porta ACIDI, BASI + cassettone TYPE 90 Con aspirazione e filtro	600x600x1980	SCOMPARTO ACIDI, BASI: 1 in acciaio verniciato, 1 in acciaio inox SCOMPARTO INFIAMMABILI: vasca e griglia	190

Colore di serie GRIGIO RAL 7035

Distribuito da:
Zetalab s.r.l. - Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it